



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką TERMISIL 200 ml nr 23 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcja polska,
- Wykonane ze szkła TERMISIL,
- Wąska, szlifowana szyjka,
- Pojemność 200ml,
- Wysokość 130 mm,
- Śr. Szyjki 34 mm,
- Śr. Kolby 74 mm,

