



Wirówka laboratoryjna DIAMED 1202-23 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji szwajcarskiej,
- Zasilanie 230 V,
- Częstotliwość 50-60 Hz,
- Moc 70 W,
- Wirowanie preparatów ze stałą szybkością 900 obr/min,
- Stały czas pracy wirówki: 10 min,
- Posiada hamulec,
- Posiada elektromagnetyczny zamek otwierania pokryw,
- Wbudowana automatyczna regulacja balansu,
- Charakteryzuje się bardzo cichym trybem pracy,
- Rotor kątowy posiada 24 gniazda na płytki (kasety) o szerokości 5 mm i długości 70 mm,
- Średnica komory: 32 cm,
- Gabaryty: 39 x 45 x 26,5 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania: Raty, Leasing, Pożyczka

