



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stojak na kroplówkę Uzumcu 10315 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji tureckiej,
- Wykonany ze stali nierdzewnej,
- Wyposażony w uchwyt ułatwiający przemieszczanie oraz kosz na akcesoria,
- Wieszak do kroplówek posiadający cztery haki,
- Możliwość zamontowania pompy infuzyjnej,
- Podstawa wykonana z aluminium,
- Mobilny, wyposażony w pięć kółek,
- Regulowana wysokość w zakresie 1200-2100 mm,
- Gabaryty:
 - Wys. Max 2100 mm,
 - Średnica podstawy \varnothing 600 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

