



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Foropter RODENSTOCK PHOROVIST 2000 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- **Zalety i cechy Foroptera:**
 - Prosta, intuicyjna obsługa,
 - Bardzo solidne wykonanie,
 - Szybki i precyzyjny,
 - Soczewki z wysokiej jakości powłokami,
 - Cross cylinder + rotary prosm,
 - Szeroki zakres badań,
 - Test bliży + soczewki pomocnicze,
 - System convergencji,
- Dane techniczne:
 - Zakres pomiaru:
 - Zakres pomiaru: - 19.00 do + 16.75 dpt w krokach co 0,25,
 - Cylinder: 0 do -6 dpt w krokach co 0,25 oraz 0.00 to -8.00 dpt (gdy dodatkowy obiektyw jest w użyciu),
 - Konwergencja: ∞ to 400 mm,
 - Pryzmat: 0 to 20,
 - Oś cylindra 0 do 180 ° (co 5 °),
 - Wymiary i waga:
 - Wymiary WDH: 323 x 85 x 315 mm,
 - Waga: Około. 5,0 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

