



Stół diagnostyczno-zabiegowy AION R02 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada prosty i stabilny stelaż wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo,
- Regulowana wysokość i trzy częściowe leże z regulowanym podgłówkiem,
- **W zagłówku może być wykonany bezszwowy otwór na twarz z zatyczką (za dodatkową opłatą),**
- Regulacja wysokości stołu skokowa,
- Podgłówek regulowany jest za pomocą sprężyny gazowej natomiast podnóżek regulowany jest poprzez mechanizm typu rastomat,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Wieszak na podkład,
 - Półka dolna,
 - Podłokietniki,
 - Kółka jezdne z hamulcem,
- Parametry Techniczne:
 - Długość 190 cm,
 - Szerokość 55/70 cm,
 - Wysokość 55/70 cm,
 - Masa własna 37 kg,
 - Maksymalne obciążenie 150 kg,
 - Regulacja kąta podgłówka -70° do +45°,
 - Regulacja kąta podnóżka 0° do 30°,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy,

