



Kozetka lekarska AION S02 (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Posiada prosty i stabilny stelaż wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo,
- Stała wysokość i trzy częściowe leże z regulowanym podgłówkiem w standardzie z wycięciem na twarz i zatyczką,
- Podgłówek regulowany jest za pomocą sprężyny gazowej,
- Podnóżek regulowany jest poprzez mechanizm typu rastomat,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Wieszak na podkład,
 - Kółka jezdne z hamulcem,
 - Półka dolna,
 - Podłokietniki,
- Parametry Techniczne:
 - Długość 190 cm,
 - Szerokość 55 lub 70 cm,
 - Wysokość 55 lub 70 cm,
 - Masa własna 36 kg,
 - Maksymalne obciążenie 150 kg,
 - Regulacja kąta podgłówka -70° do +45°,
 - Regulacja kąta podnóżka 0° do +35°,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy,



