



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kozetka lekarska ENGO 02 (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Posiada prosty i stabilny stelaż wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo,
- Stała wysokość i trzy częściowe leże z regulowanym podgłówkiem w standardzie, z wycięciem na twarz i zatyczką oraz regulowanym podnóżkiem,
- Podgłówki i podnóżki regulowane są za pomocą mechanizmu typu rostomat,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Wieszak na podkład,
 - Kółka jezdne z hamulcem,
 - Półka dolna,
- Parametry Techniczne:
 - Długość 190 cm,
 - Szerokość 55 lub 70 cm,
 - Wysokość 55 lub 70 cm,
 - Masa własna 34 kg,
 - Maksymalne obciążenie 150 kg,
 - Regulacja kąta podgłówka 0° do 45°,
 - Regulacja kąta podnóżka 0° do 30°
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,

