



Kliny rehabilitacyjne KLIN (Produkt nowy)

- Nowe,
- Produkcji polskiej,
- Przeznaczone są do wykonywania ćwiczeń oraz zabiegów rehabilitacyjnych mających na celu leczenie lub łagodzenie chorób, urazów w sposób efektywny,
- Kształtki wykonane są z pianki poliuretanowej pokrytej wysokiej jakości materiałem skóropodobnym,
- Dostępne rozmiary (długość/szerokość/wysokość) (cm):
 - 20x15x10
 - 20x25x10
 - 30x20x16
 - 38x38x5
 - 38x38x7
 - 30x40x12
 - 30x40x16
 - 35x15x21
 - 40x50x20
 - 50x35x20
 - 60x60x12
 - 70x60x25
 - 70x60x30
 - 70x60x35
 - 80x60x40
 - 100x80x30
 - 120x60x40
- Na życzenie klienta realizowane są również inne rozmiary,
- Gwarancja 12 miesięcy,

