



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Procesor kamery endoskopowej AESCULAP PV 280 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny idealny,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie 230 V,
- Częstotliwość 50-60 Hz,
- Moc 35 VA,
- Procesor kamery endoskopowej przystosowany do endoskopów sztywnych,
- Kontrola balansu bieli,
- Funkcja „małego zakresu obrazu”,
- Foliowany panel sterowania,
- Posiada wejścia:
 - 2 x S-VIDEO,
 - 2 x VIDEO,
- Gabaryt: 30,5 x 30,5 x 8,5 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

