



Łóżko transportowe NITROCARE NHS 860 NTQ 7 (Produkt nowy)

- Nowe,
- Produkcji tureckiej,
- Hydrauliczna regulacja wysokości,
- Możliwość regulacji oparcia,
- Układ jezdy z pięcioma kołami z centralną blokadą,
- Możliwe przechyły :
 - Pozycja Trendelenburga,
 - Pozycja Fowlera,
 - Pozycja góra - dół,
- Listwy oraz uchwyty do mocowania dodatkowego wyposażenia,
- Segmety leża wykonane z płyty laminowanej przeźiernej dla promieni RTG,
- W zestawie statyw do kroplówki,
- Posiada 4 zderzaki ochronne,
- Nosze przystosowane do badania pacjenta i intubacji,
- Wymiary: 2190 x 775 mm,
- Wysokość: min 600 mm max 830 mm ,
- Waga - 135 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

