



Otoemisja akustyczna OTODYNAMICS ECHOCHECK (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji angielskiej,
- Diagnostyczno-screeningowy system do rejestracji OAE,
- Zasilanie 230 V, lub poprzez wbudowany akumulator 2,5 AH,
- Zakres częstotliwości: 1,6 kHz do 2,8 kHz,
- Wykrywalny zakres sygnału -6 dB SPL do 55 dB SPL,
- Automatyczny wynik badania,
- Wbudowany wyświetlacz LED,
- Łatwe pobieranie danych do komputera za pomocą wbudowanego portu szeregowego.
- W zestawie:
 - Aparat do otoemisji,
 - Sonda,
 - Ładowarka,
 - Płyta CD z oprogramowaniem,
 - Torba,
- Waga: 370 g,
- Gabaryt: 19 x 9 x 3 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

