



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stolik okulistyczny SE-2 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Stolik przeznaczony jest do współpracy z diagnostycznymi urządzeniami okulistycznymi,
- Posiada stabilną, trwałą i odporną na zarysowania podstawę z regulowanymi stopkami z aluminium, na której montowany jest elektryczny siłownik kolumnowy szwajcarskiej firmy SCHUMO o dużym zakresie regulacji wysokości,
- Do siłownika montowany jest blat o wymiarach 800x450mm (na dwa urządzenia),
- Stolik wyposażony jest w dwa gniazdo 230V umieszczone pod blatem, służące do zasilania urządzeń stojących na stoliku,
- Blat stolika jest standardowo w kolorze szarym lub opcjonalnie w dowolnym kolorze wg palety RAL,
- W wyposażeniu opcjonalnym dostępne są kółka z blokadą zamiast stópek,
- Parametry techniczne:
 - Wymiary blatu: 800x440 mm,
 - Wysokość: Min.700, max.900 mm,
 - Masa: 40 kg,
 - Napięcie zasilania: 230V, 50-60Hz,
 - Maksymalne obciążenie blatu stolika: 80 kg,
 - Klasyfikacja: Urządzenie medyczne klasy I typ B,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

