



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa LED LID - Hepta (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji francuskiej,
- Profesjonalna lampa diagnostyczna o ponadczasowym designie, która łączy w sobie moc, solidność i wszechstronność do intensywnego użytkowania.
- Dzięki wytrzymałej, elastycznej szyjce i ergonomicznemu uchwytowi można ją ustawić w dowolnej pozycji i spełnia wszystkie potrzeby oświetlenia medycznego,
- Opcjonalny ściemniacz umożliwia regulację jasności w celu zapewnienia komfortu użytkownika i optymalnego użytkowania,
- Dane techniczne:
 - Natężenie światła: 980 Lumens,
 - Barwa światła: 4500 K (neutralna biel),
 - Wskaźnik oddawania barw: IRC 95/100,
 - Zużycie energii elektrycznej: 7 W,
 - Wyrób medyczny klasy 1,
 - Żywotność diód LED minimum 50 000 godzin pracy,
 - Ochrona elektryczna: klasa izolacji II,
 - Normy: IEC 60 601 -1/ -2-41 IEC 60 598-2-25,
 - Przewód zasilający o długość 3 m,
 - Dostępne kolory : biała, czarna,
- Standardowa długość lampy to 650 mm, za dopłatą można zakupić lampę o długości 1140 mm
- Gabaryty :
 - Wymiar głowy lampy: 100 x 110 mm,
 - Wymiar podstawy: 69 x 69 x 115 mm,
 - Waga: 1,6 / 2,4 kg,
 - Długość: 650 / 1140 mm,
 - Odstęp międzyosiowe (4 otwory w podstawie lampy): 54,5 mm,
- Średnica pola świetlnego :
 - Odległość 30 cm: 130 000 lux oświetlenie pola 12 cm
 - Odległość 50 cm: 60 000 lux oświetlenie pola 18 cm,
 - Odległość 100 cm: 18 000 lux oświetlenie pola 30 cm,
- Do lampy wymagane są dodatkowe akcesoria montażowe , do wyboru (za dopłatą):
 - Stojak teleskopowy podstawa 60-100 cm metal biały, ciężki,
 - Stojak teleskopowy podstawa 60-100 cm metal biały, ciężki -wersja z hamulcami w 2 kółkach,
 - Stojak teleskopowy podstawa 90-130 cm metal biały, ciężki,
 - Stojak teleskopowy podstawa 90-130 cm metal biały, ciężki - wersja z hamulcami w 2 kółkach,
 - Zwyczajny zacisk - czarny,
 - Zacisk do szyn medycznych z pionowym wyjściem na lampę,
 - Uniwersalny zacisk,
 - Uchwyt ścienny,
 - Uchwyt ścienny ARM biały (2x40cm),
 - Uchwyt ścienny ARM biały (1x40cm),
 - Uchwyt na blat ARM biały (1x60cm),
 - Metalowa podstawa biała / szara,
 - Płytkę z metalową rurą na środku $\varnothing 16$,
 - Płytkę z metalową rurą na krawędzi $\varnothing 16$,
 - Płytkę na uchwycie ARM,
 - Gniazdo żeńskie z adaptacyjną płytką $\varnothing 16$ mm x 27 mm,
 - Płyta adaptacyjna pręt męski $\varnothing 15$ mm x 30 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 3 lata,

