



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa na podczerwień LID - Thera (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji francuskiej,
- Lampa na podczerwień zamontowana na elastycznej gęsiej szyi (długość 86 cm, z czego 34 cm to sztywna rurka). Wyposażony w uchwyt, można go łatwo ustawić w wymaganej odległości,
- Model z mechanicznym wyłącznikiem czasowym umożliwia ustawienie długości zabiegu od zera do 60 minut z sygnałem dźwiękowym po zatrzymaniu,
- Sposób użycia: Umieść lampę podczerwieni w odległości około 40 cm: stopień ciepła musi być zawsze przyjemny. Wystarczająco sesje trwające od 10 do 30 minut,
- Zalecane do specjalności takich jak: fizjoterapia / masaż / akupunktura / ortopedia,
- Solidna konstrukcja pozwala na dokładne i niezawodne pozycjonowanie,
- Ergonomiczny uchwyt umożliwia precyzyjne rozmieszczenie,
- Dane techniczne:
 - Zużycie energii elektrycznej: 250 W,
 - Długość fali: 1200 nm,
 - Wyrób medyczny klasy 1,
 - Żywotność żarówki IR (E27): minimum 5000 godzin,
 - Ochrona elektryczna: klasa izolacji I,
 - Normy: IEC 60 601 -1/-2-41 IEC 60 598-2-25,
 - Długość kabla zasilającego: 4 metry,
 - Dostępne kolory: biała,
- Gabaryty :
 - Wymiar głowy lampy : średnica 260 mm,
 - Wymiar podstawy: 69 x 69 x 115 mm,
 - Waga: 2,9 kg,
 - Długość: Ramię elastyczne: 860 mm (w tym sztywne 340 mm),
- Za dopłatą można doposażyć lampę w przełącznik czasowy,
- Do lampy wymagane są dodatkowe akcesoria montażowe , do wyboru (za dopłatą):
 - Stojak teleskopowy podstawa 60-100 cm metal biały, ciężki,
 - Stojak teleskopowy podstawa 60-100 cm metal biały, ciężki -wersja z hamulcami w 2 kółkach,
 - Stojak teleskopowy podstawa 90-130 cm metal biały, ciężki,
 - Stojak teleskopowy podstawa 90-130 cm metal biały, ciężki - wersja z hamulcami w 2 kółkach,
 - Zwykły zacisk – czarny,
 - Zacisk do szyn medycznych z pionowym wyjściem na lampę,
 - Uniwersalny zacisk,
 - Uchwyt ścienny,
 - Uchwyt ścienny ARM biały (2x40cm),
 - Uchwyt ścienny ARM biały (1x40cm),
 - Uchwyt na blat ARM biały (1x60cm),
 - Płytkę z metalową rurą na środku Ø16,
 - Płytkę z metalową rurą na krawędzi Ø16,
 - Płytkę na uchwycie ARM,
 - Gniazdo żeńskie z adaptacyjną płytką Ø 16 mm x 27 mm,
 - Płyta adaptacyjna pręt męski Ø 15 mm x 30 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja: 3 lata,

