



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Frakcyjny System Mikroigłowy RF Explore (Produkt nowy)

- Nowy
- Produkcji koreańskiej,
- Frakcyjny mikroigłowy RF model Explore to dwugłowicowe urządzenie, pozwalające na wykonanie zabiegów frakcyjnych z zakresu dermatologii estetycznej
- Zastosowanie zaawansowanej technologii wykorzystującej system połączonych igieł, podgrzewanych falami radiowymi RF, zapewnia krótki proces rekonwalescencji oraz znakomite efekty zabiegu.
- Frakcyjny system mikroigłowy to technologia, która pozwala w małoinwazyjny, a zarazem skuteczny sposób wykonać szereg zabiegów na twarz i ciało
- Urządzenie wykorzystywane do zabiegów :
 - Twarz:
 - Lifting twarzy
 - Odmładzanie skóry
 - Odnowa skóry
 - Redukcja porów
 - Redukcja blizn potrądzikowych
 - Redukcja zmarszczek
 - Ciało:
 - Leczenie nadmiernego pocenia pach
 - Redukcja blizn
 - Redukcja rozstępów
 - Rogowacenie mieszkowe
 - Redukcja blizn po cięciu cesarskim
- Zastosowanie metody frakcyjnej mikroigłowej RF jest zabiegiem w pełni bezpiecznym, nie powodującym przegrzania bądź poparzeń powierzchni skóry. Zabieg odbywa się z minimalnym odczuciem bólowym
- Efekty uzyskane po terapii mikroigłowym RF są lepsze od zabiegów frakcyjnych, gdzie okres gojenia powstałych ran szacuje się do 2 tygodni, w tym przypadku jest to znacznie krótszy okres – kilka dni
- Nieprzecenioną zaletą urządzenia medycznego Explore jest łatwość obsługi, poprzez zastosowanie dużego ośmiocalowego dotykowego wyświetlacza. Zabiegi wykonywane są w sposób precyzyjny oraz bezpieczny zarówno dla lekarza jak i pacjenta
- Dane Techniczne:
 - Typ igieł: inwazyjne / nieinwazyjne
 - Moc maksymalna: 1,8 - 60 [W]
 - Częstotliwość RF: 1[Mhz]
 - Czas impulsu: 1 – 120[ms]
 - Czas przerwy: 0,5 – 3,4[sek]
 - Powtórzenia: 0,1 -3,0[sek] regulowany co 0,1[sek]
 - Matryca z igłami: 49 igieł (7*7) matryca inwazyjna, nieinwazyjna
 - Powierzchnia działania: 15 x 15[mm]
 - Długość igieł: 0,1 – 4[mm]
 - Grubość igieł: 0,2[mm]
 - Tryby pracy automatyczny lub manualny
 - Pamięć: 1-4
 - Zużycie prądu: 450VA
 - Zasilanie: 220[V], 50/60[Hz]
 - Rozmiar produktu: 330 x 490 x 1 175
 - Waga całkowita: 23 kg
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny
- Gwarancja 24 miesiące
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

