



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



NIL liposukcja Infradźwiękowa N.I.L. EVA SP1 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji belgijskiej,
- **Wyposażenie standardowe:**
 - Głowica Evamatic 5,
 - 1x Złącznik nożny,
 - 5x Wąż ciśnieniowy,
 - 5x Wąż do ssaka,
 - 6x Kaniula:
 - 1x Mercedes 4x300,
 - 1x 3G Accelerator 3x250,
 - 1x 3G Accelerator 3x150,
 - 1x Viterbo 4x250,
 - 1x Infiltration 2.5x200,
 - 1x Infiltration 2.5x300,
 - 1x Klucz do regulacji kaniul,
 - 1x Elektryczny kabel zasilający,
 - 1x Klucz czyszczący,
 - 1x Olej Lipomatic ® (100ml),
 - Napęd infradźwiękowy,
 - System kontroli,
 - Zestaw kaniul, akcesoria,
 - System bezpieczeństwa,
- **Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):**
 - [Kompresor DK50 2V Silent S DRY Monsun - w obudowie wyciszającej i z osuszaczem.](#)
 - [Kompresor DK50 2V DRY Monsun - bez obudowy z osuszaczem.](#)
 - [Zestaw do transferu tłuszczu EUROMI NLF2 \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
 - [Zestaw do transferu tłuszczu EUROMI NLF1 \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
 - [Zestaw do transferu tłuszczu MEDELA \(Fat Collector / Fat Transfer\)](#)
 - Materiały zużywalne,
- **Dane techniczne :**
 - Napęd infradźwiękowy,
 - Łatwa możliwość transportu,
 - Zasilanie:
 - 4A dla zasilania 200 / 240V
 - 8A dla zasilania 100 / 115V~
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

