



## **Fotel do pobierania krwi BLOODY 02 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Konstrukcja ułatwia przeprowadzenie zabiegu iniekcji na lewym lub prawym przedramieniu u osoby poddawanej zabiegowi,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- Stanowi wyposażenie gabinetów lekarskich, przychodni zdrowia znajduje również zastosowanie w szpitalach i laboratoriach,
- Fotel posiada stabilną stalową konstrukcję malowaną proszkowo, regulowane oparcie pleców do pozycji leżącej oraz dwa regulowane we wszystkich płaszczyznach podłokietniki,
- **Fotel można doposażyć za dodatkową opłatą w:**
  - podglówek,
  - regulowany podnóżek,
- Parametry Techniczne:
  - Wysokość 100 cm,
  - Szerokość 54 cm,
  - Głębokość 80 cm,
  - Wysokość siedziska 50 cm,
  - Długość całkowita po rozłożeniu 143 cm,
  - Masa własna 30 kg,
  - Maksymalne obciążenie 150 kg,
  - Regulacja wysokości podglówka 15 cm,
  - Regulacja wysokości podłokietników 25 cm,
  - Regulacja kąta oparcia 0°- 85°,
  - Regulacja kąta podglówka 0°- 90°,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,

