



PPHU PRAISTON
Mariusz Prais
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny BEACON C32S+ (Produkt nowy)

- Nowy,
- Kolorowy monitor medyczny 3MP,
- Cechy monitora:
 - MULTI - Wbudowane tryby wyświetlania wielu obrazów,
 - BSS - System stabilizacji podświetlania matrycy,
 - ALAS - System adaptacyjny do warunków oświetleniowych,
 - DICOM - Zgodność ze standardem DICOM,
 - KOLOROWY - Idealna reprodukcja kolorów,
- Zastosowanie:
 - Radiografia Komputerowa / Radiografia bezpośrednia - CR/DR,
 - Tomografia komputerowa - CT,
 - Rezonans magnetyczny - MRI,
 - Pozytonowa tomografia emisyjna / Tomografia komputerowa - PET / CT,
 - Rentgen - X-RAY,
 - Cyfrowa angiografia subtrakcyjna - DSA,
 - Obrazowanie spektrum dyfuzji - DSI,
 - Obrazy medyczne 3D,
 - Medycyna nuklearna,
 - Oprogramowanie medyczne CAD,
- Rekonstrukcja obrazów,
- Dane techniczne:
 - Rozmiar: 21,3",
 - Głębokość koloru: 1,07 Miliardów,
 - Rozdzielczość: 2048 x 1536,
 - Rozmiar pixela: 0,2115 x 0,2115 mm,
 - Jasność: 800 cd/m²,
 - Kontrast: 1400 : 1,
 - Kąty widzenia: 176° pion / 176° poziom,
 - Czas reakcji: 20 ms,
 - Wejścia sygnału:
 - DVI-D: 24 pin,
 - DisplayPort: 20 pin,
 - Wymiary: 369 (Szer.) x 507 ÷ 627 (Wys.) x 235 (Głęb.) mm,
 - Masa własna: 9,2 kg,
 - System montażu: VESA 100 x 100 mm,
 - Zasilanie: DC 12 V,
 - Pobór mocy: maksymalnie 60 W,
 - Oszczędzanie energii: EPA, VESA,
 - MTBF: > 50 000 godzin,
 - Z podstawą stołową,
 - Certyfikaty: EN 60601, CCC, FCC, CE, UL,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

