



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół trymerski (groomerski) WESSELING-BV STABILO SUPER (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Stabiłna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego – sterowanie pilotem ręcznym lub pilotem nożnym (za dopłatą),
- System regulacji: Niemiecki siłownik elektryczny HANNING,
- Błat wykonany z mocnej maty groomerskiej. Mata jest antypoślizgowa, odporna na zadrapania i łatwa w utrzymaniu czystości
- Parametry techniczne:
 - Długość: 120 cm,
 - Szerokość: 65 cm,
 - Regulacja wysokości: od 38 do 97 cm,
 - Maksymalne obciążenie: 175 kg,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Możliwość wykonania otworu odpływowego z systemem odprowadzającym,
 - Możliwość wykonania uchwytów do pasów mocujących zwierzę (dowolna ilość uchwytów w dowolnych miejscach),
 - Możliwość podłączenia obu sterowników jednocześnie za pomocą rozgałęźnika,
 - Możliwość doposażenia w uchwyt groomerski (pojedynczy lub podwójny),
 - Możliwość doposażenia stołu w 4 kółka z centralnym zamkiem,
 - Możliwość doposażenia w uchwyt ostrza,
 - Możliwość doposażenia w pojemnik z tworzywa sztucznego z jednej strony stołu ,
 - Możliwość doposażenia w blat chirurgiczny ze stali nierdzewnej z materacem,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,
- Nr kat 08
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

