



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Czujnik SpO2 - Philips - HP (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - Z klipsem dla dorosłych na palec,
 - Silikonowy dla dorosłych na palec,
 - Z klipsem dla dzieci na palec,
 - Silikonowy dla dzieci na palec,
 - Neonatalny - Uniwersalny typ Y (do wyboru w komplecie opaska silikonowa lub opaska na ucho),
 - Silikonowy z opaską zaciskającą,
- **Długość kabla 2,7 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - 78352A, 78352C, 78354A, 78354C, 78834C, M1020A, M1025A, M1025B, M1092A, M1094B, M1204A, M1205A, M1350B, M1722A, M1722B, M1190A, M1723A, M1723B, M1732A, M1732B, M2475B, M3046A M4, V24E, Codemaster, HeartStart XL, Agilent 50XM Fetal Monitor,
 - C1, C3, M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90, VM4, VM6, VM8, HP Viridia 24C, Philips HeartStart defibrillator and IntelliVue,
 - Goldway G40,
 - Solaris NT2A, NT2C,
 - MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, VN4, VN6, VN8 with M. Tech,
- **Długość kabla 0,9 m** (za dopłatą możliwość doposażenia w przedłużacz oraz wykonanie kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - Viridia 24C, C1, C3, M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90, VM4, VM6, VM8, HeartStart MRx and SureSigns VS3,
 - 78352A, 78352C, 78354A, 78354C, 78834C, M1020A, M1025A, M1025B, M1092A, M1094B, M1204A, M1205A, M1350B, M1722A, M1722B, M1190A, M1723A, M1723B, M1732A, M1732B, M2475B, M3046A M4, V24E, Codemaster, HeartStart XL, Agilent 50XM Fetal Monitor, C1, C3, M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90, VM4, VM6, VM8, HP Viridia 24C, Philips HeartStart defibrillator and IntelliVue;
- Gwarancja 12-miesięcy

