



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



SpO2 Adapter przedłużający - Criticare CSI (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Wtyk do czujnika / wtyk do urządzenia:
 - DB9 / REDEL 5 PIN (BIOOX.CR.IC2),
 - DB9 / DB9 6 PIN (BIOOX.CRD.IC2),
- **Długość kabla 2,0 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Adapter ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - Scholar, Poet (602-3A), 1100, 581, 508, 507, 507SD, 504, 503, 501; Mindray: 500A,
 - 506 Spot CSI, 507SD, 503 Spot
- Gwarancja 12-miesięcy,

