



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Czujnik temperatury - Choice (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - Czujnik temperatury dla dorosłych,
 - Czujnik temperatury dla dzieci,
 - Do uszny czujnik temperatury,
 - Odbytnicza sonda temperatury dla dorosłych,
 - Odbytnicza sonda temperatury dla dzieci,
- **Długość kabla 3,0 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach typu:
 - Wszystkie urządzenia Choice
- Gwarancja 12-miesięcy,



Choice		Ciepłota ciała	
Opis	Wzrost	Wzrost	Wzrost
Wzrost	150-180 cm	150-180 cm	150-180 cm
Wzrost	150-180 cm	150-180 cm	150-180 cm
Wzrost	150-180 cm	150-180 cm	150-180 cm
Wzrost	150-180 cm	150-180 cm	150-180 cm
Wzrost	150-180 cm	150-180 cm	150-180 cm
Wzrost	150-180 cm	150-180 cm	150-180 cm
Wzrost	150-180 cm	150-180 cm	150-180 cm
Wzrost	150-180 cm	150-180 cm	150-180 cm
Wzrost	150-180 cm	150-180 cm	150-180 cm