



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Czujnik temperatury - GE Datex (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - **Wszystkie urządzenia Ohmeda Care Plus** (Długość kabla 1,5 m):
 - Naskórny czujnik temperatury (BIOTEMP.300A3),
 - **Wszystkie urządzenia Ohmeda Giraffe** (Długość kabla 1,5 m):
 - Czujnik temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.1700PT),
 - **Wszystkie urządzenia GE-Datex** (Długość kabla 3,0 m):
 - Czujnik temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.400PT),
 - Czujnik temperatury dla dzieci (BIOTEMP.400PTP),
 - Do uszny czujnik temperatury (BIOTEMP.400T),
 - Odbytnicza sonda temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.400RA),
 - Odbytnicza sonda temperatury dla dzieci (BIOTEMP.400RP)
- **Za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości,**
- Gwarancja 12-miesięcy

