



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Czujnik temperatury - GE-Marquette (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - Czujnik temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.1200PT),
 - Czujnik temperatury dla dzieci (BIOTEMP.1200PTP),
 - Do uszny czujnik temperatury (BIOTEMP.1200T),
 - Odbytnicza sonda temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.1200RA),
 - Odbytnicza sonda temperatury dla dzieci (BIOTEMP.1200RP),
- **Długość kabla 3,0 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach typu:
 - Carescape, Dash, Eagle, Tram, Solar, Mac- Lab, Cath-Lab,
- Gwarancja 12-miesięcy,



GE - Marquette		
Współrzędne		
Model	Opis	Waga
BIOTEMP.1200PT	Czujnik temperatury dla dorosłych	1200PT
BIOTEMP.1200PTP	Czujnik temperatury dla dzieci	1200PTP
BIOTEMP.1200T	Czujnik temperatury do uszny	1200T
BIOTEMP.1200RA	Sonda temperatury odbytniczej dla dorosłych	1200RA
BIOTEMP.1200RP	Sonda temperatury odbytniczej dla dzieci	1200RP