



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Czujnik temperatury - Mennen (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - Czujnik temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.400PT),
 - Czujnik temperatury dla dzieci (BIOTEMP.400PTP),
 - Do uszny czujnik temperatury (BIOTEMP.400T),
 - Odbytnicza sonda temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.400RA),
 - Odbytnicza sonda temperatury dla dzieci (BIOTEMP.400RP),
- **Długość kabla 3,0 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach typu:
 - Wszystkie urządzenia Mennen z wtyczką 1/4,
- Gwarancja 12-miesięcy,



Mennen		Czujnik temperatury	
Temperatura ciała		Typ	Wtyczka
Temperatura ciała		Bioc TEMP.400PT	1/4"
Temperatura ciała		Bioc TEMP.400PTP	1/4"
Temperatura ciała		Bioc TEMP.400T	1/4"
Temperatura ciała		Bioc TEMP.400RA	1/4"
Temperatura ciała		Bioc TEMP.400RP	1/4"