



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Czujnik temperatury - Nihon Kohden (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - Czujnik temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.400PT),
 - Czujnik temperatury dla dzieci (BIOTEMP.400PTP),
 - Do uszny czujnik temperatury (BIOTEMP.400T),
 - Odbytnicza sonda temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.400RA),
 - Odbytnicza sonda temperatury dla dzieci (BIOTEMP.400RP),
- **Długość kabla 3,0 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach typu:
 - Wszystkie urządzenia Nihon Kohden z wtyczką $\frac{1}{4}$,
- Gwarancja 12-miesięcy,



Nihon Kohden		Modely czujników	
Temperatura ciała	Opis	Model	Opis
Temperatura ciała	Do nosa	BIOTEMP.400PT	Czujnik temperatury dla dorosłych
Temperatura ciała	Do uszy	BIOTEMP.400PTP	Czujnik temperatury dla dzieci
Temperatura ciała	Do uszy	BIOTEMP.400T	Do uszny czujnik temperatury
Temperatura ciała	Do jamy ustnej	BIOTEMP.400RA	Odbytnicza sonda temperatury dla dorosłych
Temperatura ciała	Do jamy ustnej	BIOTEMP.400RP	Odbytnicza sonda temperatury dla dzieci