



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Czujnik temperatury - Philips HP (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - Czujnik temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.1200PT),
 - Czujnik temperatury dla dzieci (BIOTEMP.1200PTP),
 - Do uszny czujnik temperatury (BIOTEMP.1200T),
 - Odbytnicza sonda temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.1200RA),
 - Odbytnicza sonda temperatury dla dzieci (BIOTEMP.1200RP),
- **Długość kabla 3,0 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach typu:
 - M1029
- Gwarancja 12-miesięcy,



Philips - HP			
Strona 1 z 1			
Model	Opis	Waga	Waga netto
BIOTEMP.1200PT	Czujnik temperatury dla dorosłych	100g	100g
BIOTEMP.1200PTP	Czujnik temperatury dla dzieci	100g	100g
BIOTEMP.1200T	Do uszny czujnik temperatury	100g	100g
BIOTEMP.1200RA	Odbytnicza sonda temperatury dla dorosłych	100g	100g
BIOTEMP.1200RP	Odbytnicza sonda temperatury dla dzieci	100g	100g