



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Czujnik temperatury - Welch Allyn (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Dostępne wersje czujnika:
 - Czujnik temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.400PT),
 - Czujnik temperatury dla dzieci (BIOTEMP.400PTP),
 - Do uszny czujnik temperatury (BIOTEMP.400T),
 - Odbytnicza sonda temperatury dla dorosłych (BIOTEMP.400RA),
 - Odbytnicza sonda temperatury dla dzieci (BIOTEMP.400RP),
- **Długość kabla 3,0 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Czujnik ma zastosowanie w urządzeniach typu:
 - Propaq 100/200 Series, Atlas Propaq Encore, Propaq CS, Ultra Smart Protocol,
- Gwarancja 12-miesięcy,



Welch Allyn		
Temperatura ciała	Opis	Code
Temperatura ciała	Bioprobe 400	400PT
Temperatura ciała	Bioprobe 400	400PTP
Temperatura ciała	Bioprobe 400	400T
Temperatura ciała	Bioprobe 400	400RA
Temperatura ciała	Bioprobe 400	400RP