



Myjka endoskopowa OLYMPUS MINI ETD (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Automatyczna,
- Zasilanie 400 V 3 fazowy,
- Częstotliwość 50-60 Hz,
- Komora na 1 endoskop,
- Wbudowany cyfrowy wyświetlacz,
- Solidna konstrukcja wykonana z stali nierdzewnej,
- Praca w systemie zamkniętym - całkowicie szczelna konstrukcja wyklucza szkodliwe opary pochodzące od płynów dezynfekujących,
- Przyłącza do endoskopów Olympus,
- Automatyczny proces dezynfekcji endoskopu,
- Wymiary komory : 39 x 62 cm i głębokości 48 cm,
- Gabaryt: 60 x 63 x 84 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

