



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kabel EKG-Cardioline (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Kolor kodowania: IEC
- Dostępne wersje kabla EKG:
 - **Długość kabla: 0,6 m**
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.CDK.S5F),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.SDK.S5F),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Click Holter,
 - **Długość kabla: 0,6 m**
 - 10-odpr. banan (BIOECG.CAK.P10F)
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Click Holter,
 - **Długość kabla: 3,0 m**
 - 10-odpr. banan (BIOECG.NK.P10F)
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - E1, ER1, E3, ITA300, C3,
 - **Długość kabla: 3,0 m**
 - 10-odpr. Banan (BIOECG.CA.P10F),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - ITA 1 -TA1 Plus, ITA 3 - ITA 3 Plus, ITA 30, ITA 60 - ITA 60 Plus, Elan, Elan 100, Elan 1100, 103, 106, 107, 302, 303, 1201 and Cardioline Remco Delta 1, Delta 3, Delta 30, Delta 30D, Delta 60, Delta 1 Plus, Delta 3 Plus, Delta 60 Plus, ECG 106,
- **Za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości,**
- Gwarancja 12-miesięcy

