



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kabel EKG-Corometrics (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Kolor kodowania: IEC
- Dostępne wersje kabla EKG:
 - **Długość kabla: 3,5 m**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S3F),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.BC.C3F),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S5F),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.BC.C5F),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - 556,
 - **Długość kabla: 4,0 m**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S3D),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.BC.C3D),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.BC.S5D),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.BC.C5D),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - 556,
 - **Długość kabla: 3,0 m (Kabel ten wymaga odprowadzeń)**
 - Kabel główny 3- odpr. (BIOECG.BC.3T),
 - Kabel główny 5-odpr. (BIOECG.BC.5T),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - 556.,
 - **Długość kabla: 1,0 m (Ten produkt wymaga kabla głównego)**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S3),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.RA.C3),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S5),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.RA.C5),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - 556,
- **Za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości,**
- Gwarancja 12-miesięcy



Caratteristiche	Options	Code
BIOECG standard cable	3-lead	556-03-035
5-lead	556-05-035	
BIOECG standard cable	3-lead	556-03-040
5-lead	556-05-040	
BIOECG standard cable	3-lead	556-03-050
5-lead	556-05-050	

Caratteristiche	Options	Code
BIOECG complete cable 3-lead	3-lead-cable	556-03-035
	5-lead-cable	556-05-035
BIOECG complete cable 5-lead	3-lead-cable	556-03-040
	5-lead-cable	556-05-040

Characteristics	Options	Code
BIOECG standard cable	3-lead	556-03-035
5-lead	556-05-035	
BIOECG standard cable	3-lead	556-03-040
5-lead	556-05-040	
BIOECG standard cable	3-lead	556-03-050
5-lead	556-05-050	

Caratteristiche	Options	Code
BIO lead cable 3 or 5 leads	Lead head	1000000000
	Lead head	1000000000
	Lead length (cm)	