



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kabel EKG-Fukuda Denshi (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Ilość odprowadzeń: 10,
- Kolor kodowania: IEC
- Typ wtyczki: banan 4 mm,
- **Długość kabla 3,0 m** (za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości),
- Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:
 - FX-101, FX-102F, FX-3010, FX-328UY, FCP 2155, FCP 2201, FCP 4101, FCP 4101A, CardiMax FX-7101, FX-7202, FX-7402,
- Gwarancja 12-miesięcy

