



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kabel EKG-Mennen (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Kolor kodowania: IEC
- Dostępne wersje kabla EKG:
 - **Długość kabla: 3,5 m**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.ME.S3F),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.ME.C3F),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.ME.S5F),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.ME.C5F),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Horizon 250, 450, 740, 741, 742, 3000, Microsolo, 936 Series, 425/101 Preamp, Cardio-Pak 2000,
 - **Długość kabla: 4,0 m**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.ME.S3D),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.ME.C3D),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.ME.S5D),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.ME.C5D),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Horizon 250, 450, 740, 741, 742, 3000, Microsolo, 936 Series, 425/101 Preamp, Cardio-Pak 2000,
 - **Długość kabla: 3,0 m (Kabel ten wymaga odprowadzeń)**
 - Kabel główny 3- odpr. (BIOECG.ME.3T),
 - Kabel główny 5-odpr. (BIOECG.ME.5T),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Horizon 250, 450, 740, 741, 742, 3000, Microsolo, 936 Series, 425/101 Preamp, Cardio-Pak 2000,
 - **Długość kabla: 1,0 m (Ten produkt wymaga kabla głównego)**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S3),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.RA.C3),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S5),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.RA.C5),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Horizon 250, 450, 740, 741, 742, 3000, Microsolo, 936 Series, 425/101 Preamp, Cardio-Pak 2000,
 - **Długość kabla: 3,5 m**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.ME3.S3F),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.ME3.C3F),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.ME3.S5F),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.ME3.C5F),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Enmove, 1000, 1200, Envoy, Vitalogik,
 - **Długość kabla: 4,0 m**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.ME3.S3D),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.ME3.C3D),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.ME3.S5D),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.ME3.C5D),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Enmove, 1000, 1200, Envoy, Vitalogik,
 - **Długość kabla: 3,0 m (Kabel ten wymaga odprowadzeń)**
 - Kabel główny 3- odpr. (BIOECG.ME3.3T),
 - Kabel główny 5-odpr. (BIOECG.ME3.5T),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Enmove, 1000, 1200, Envoy, Vitalogik,
 - **Długość kabla: 1,0 m (Ten produkt wymaga kabla głównego)**
 - 3-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S3),
 - 3-odpr. klamra (BIOECG.RA.C3),
 - 5-odpr. zatrzask (BIOECG.RA.S5),
 - 5-odpr. klamra (BIOECG.RA.C5),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - Enmove, 1000, 1200, Envoy, Vitalogik,
- **Za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości,**
- Gwarancja 12-miesięcy



Message	Options	Code
CC: to: [redacted] (1 of 1 loaded) [redacted] replied to [redacted]	☒ Load more ☐ Load more ☐ Load more ☐ Load more	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[illegible]

Hardware	Capacity	Link
2TB hard drive 2 x 1TB drive	2 x 1TB drive	2TB/4TB/8TB
Computer case	2 x 1TB drive	2TB/4TB/8TB
Operating system Storage	2 x 1TB drive	2TB/4TB/8TB
Power supply	2 x 1TB drive	2TB/4TB/8TB

Plunger

For use with the
One Hand
Drill/Driver/Impact Driver

Options	Code
Steel	9000004027
Stainless Steel	9000004028

1/2" length, 3/8" x 1/2" x 1/2"



Hardware	Options	Trade
ECG leads set 6 or 12 leads ECG leads (single channel only)	1 lead strip 1 lead strip 1 lead strip 1 lead strip	\$100.00 \$100.00 \$100.00 \$100.00