



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kabel EKG-Mortara (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Urugwajskiej,
- Kolor kodowania: IEC
- Dostępne wersje kabla EKG:
 - **Długość kabla: 3,0 m**
 - 10-odpr. banan (BIOECG.MO.P10F),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - ELI 10, ELI 50, ELI 100, ELI 150C, ELI 200, ELI 230, ELI 250C, ELI 350, Landscape, Portrait,
 - **Długość kabla: 3,0 m**
 - 10-odpr. banan (BIOECG.SC.P10F),
 - **Kabel ma zastosowanie w urządzeniach serii:**
 - ELI 150, ELI 210, ELI 250,
- **Za dopłatą możliwość zamówienia kabla o dowolnej długości,**
- Gwarancja 12-miesięcy

