



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67  
E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006  
[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel ginekologiczny TEYCO MED ELLY03 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Fotel wyposażony w 3 silniki elektryczne,
- Wysokość regulowana elektrycznie,
- Pozycja Trendelenburga regulowana elektrycznie,
- Regulacja oparcia regulowana elektrycznie,
- Regulacja podnóżka za pomocą sprężyny gazowej,
- Taca ze stali nierdzewnej umieszczona jest pod siedziskiem,
- Dane techniczne:
  - Napięcie zasilające: 220 / 230V – 50 Hz,,
  - Napięcie zasilania silnika: 24 V,
  - Siła siłownika do regulacji wysokości: 6000 N,
  - Siła siłownika oparcia: 3000 N,
  - Maksymalny udźwig: 180 kg,
  - Maksymalna moc: 120 VA,
  - Bezpiecznik: 1,6 + 6 A,
  - Współczynnik zabezpieczenia elektrycznego: IP44,
  - Waga fotela: 90 kg,
  - Długość podstawy: 800 mm,
  - Wysokość siedziska max (od podstawy): 840 mm,
  - Wysokość siedziska min (od podstawy): 480 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Teleskopowa podpórka pięty,
  - Kolposkopowe wsparcie zintegrowane z siedziskiem,
  - Elektryczna regulacja sekcji nóg,
  - Regulowany zagłówek,
  - Uchwyt rolki papieru,
  - Podkolanniki,
  - Malowana stalowa podstawa z kółkami,
  - Para pokrowców na podkolanniki,
  - Pięta teleskopowa metalowa model RING,
  - Chromowana podstawa,
  - Uchwyt do kroplówki z 2 hakami,
  - Podstawa z przezroczystego szkła, grubość 19 mm
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

