



Fotel laryngologiczny TEYCO MED FRANCY 04 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Fotel wyposażony w 4 silniki elektryczne,
- Wykonany w całości ze stali lakierowanej żywicą epoksydową,
- Wysokość i regulacja oparcia oraz podnóżków elektryczna,
- Zestaw jest standardowo wyposażony w 4 kółka transportowe z hamulcem nożnym,
- Dane techniczne:
 - Napięcie zasilające: 230V – 50 Hz,,
 - Napięcie zasilania silnika: 24 V,
 - Siła siłownika do regulacji wysokości: 10000 N,
 - Siła siłownika oparcia i podnóżka: 6000 N,
 - Siła siłownika do pozycji Trendelenburga: 2500 N,
 - Maksymalny udźwig: 220-230 kg,
 - Maksymalna moc: 200 VA,
 - Współczynnik zabezpieczenia elektrycznego: IP66,
 - Waga fotela: 150 kg,
 - Wysokość siedziska max (od podstawy): 910 mm,
 - Wysokość siedziska min (od podstawy): 518 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Regulowany zagłówek,
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Uchwyt do kroplówki z 2 hakami,
 - Podręczna taca na narzędzia,
 - Akumulator,
 - Listwa montażowa (Euroszyna) do montażu w części oparcia fotela,
 - Kolor niebieski tapicerki (błękitny),
 - Dwukolorowe obicie (oparcie / siedzisko + podnóżek),
 - Trójkolorowe obicie (oparcie + siedzisko + podnóżek),
 - Przełącznik nożny (góra / dół)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

