



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel laryngologiczny TEYCO MED EXPEDIA E01 (Expedia top) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Fotel wyposażony w 2 silniki elektryczne,
- Składany podnóżek,
- Siedzisko obraca się 45 ° w lewo i w prawo i jest blokowane ręcznie,
- Wysokość i regulacja oparcia oraz podnóżków elektryczna,
- Dane techniczne:
 - Napięcie zasilające: 230V - 50 Hz,,
 - Napięcie zasilania silnika: 24 V,
 - Siła siłownika do regulacji wysokości: 6000 N,
 - Siła siłownika oparcia i podnóżka: 6000 N,
 - Maksymalny udźwig: 180 kg,
 - Maksymalna moc: 120 VA,
 - Bezpiecznik: 1,6 + 6 A
 - Współczynnik zabezpieczenia elektrycznego: IP44,
 - Waga fotela: 75 kg,
 - Długość podstawy: 580 x 740 mm
 - Wysokość siedziska max (od podstawy): 980 mm,
 - Wysokość siedziska min (od podstawy): 650 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Regulowany zagłówek,
 - Uchwyt do kroplówki z 2 hakami,
 - Zestaw 4 kółek gumowych z metalową ramą i hamulcem,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

