



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel do Medycyny Estetycznej TEYCO MED FRANCY E4 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Fotel wyposażony w 4 silniki elektryczne,
- Wykonany w całości ze stali lakierowanej żywicą epoksydową,
- Wysokość i regulacja oparcia oraz podnóżka odbywa się poprzez silniki elektryczne,
- Pozycja Trendelenburga regulowana elektrycznie,
- Zestaw jest standardowo wyposażony w 4 kółka z hamulcem,
- Siedzisko obraca się 45 ° w lewo i w prawo i jest blokowane ręcznie,
- Dane techniczne:
 - Napięcie zasilające: 230 V – 50 Hz,
 - Napięcie zasilania silnika: 24 V,
 - Siła siłownika do regulacji wysokości: 10000 N,
 - Siła siłownika oparcia i podnóżka: 6000 N,
 - Siła siłownika do pozycji Trendelenburga: 2500 N
 - Maksymalny udźwig: 220 - 230 kg,
 - Maksymalna moc: 200 VA,
 - Współczynnik zabezpieczenia elektrycznego: IP66,
 - Waga fotela: 150 kg,
 - Wysokość siedziska max (od podstawy): 910 mm,
 - Wysokość siedziska min (od podstawy): 518 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Regulowany zagłówek,
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Uchwyt do kroplówki z 2 hakami,
 - Podręczna tacka na narzędzia,
 - Listwa montażowa (Euroszyina) do montażu w części oparcia fotela,
 - Kolor niebieski tapicerki (błękitny),
 - Dwukolorowe obicie (oparcia / siedziska + podnóżka),
 - Trójkolorowe obicie (oparcie + siedzisko + podnóżek),
 - Przełącznik nożny (góra / dół),
 - Zestaw 4 kółek gumowych z metalową ramą i hamulcem,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

