



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel urologiczny TEYCO MED ELLY03 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji włoskiej,
- Fotel wyposażony w 3 silniki elektryczne,
- Wysokość regulowana elektrycznie,
- Pozycja Trendelenburga regulowana elektrycznie,
- Regulacja oparcia regulowana elektrycznie,
- Regulacja podnóżka za pomocą sprężyny gazowej,
- Taca ze stali nierdzewnej umieszczona jest pod siedziskiem,
- Dane techniczne:
 - Napięcie zasilające: 220 / 230V – 50 Hz,,
 - Napięcie zasilania silnika: 24 V,
 - Siła siłownika do regulacji wysokości: 6000 N,
 - Siła siłownika oparcia: 3000 N,
 - Maksymalny udźwig: 180 kg,
 - Maksymalna moc: 120 VA,
 - Bezpiecznik: 1,6 + 6 A,
 - Współczynnik zabezpieczenia elektrycznego: IP44,
 - Waga fotela: 90 kg,
 - Długość podstawy: 800 mm,
 - Wysokość siedziska max (od podstawy): 840 mm,
 - Wysokość siedziska min (od podstawy): 480 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Teleskopowa podpórka pięty,
 - Kolposkopowe wsparcie zintegrowane z siedziskiem,
 - Elektryczna regulacja sekcji nóg,
 - Regulowany zagłówek,
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Podkolanniki,
 - Malowana stalowa podstawa z kółkami,
 - Para pokrowców na podkolanniki,
 - Pięta teleskopowa metalowa model RING,
 - Chromowana podstawa,
 - Uchwyt do kroplówki z 2 hakami,
 - Podstawa z przezroczystego szkła, grubość 19 mm
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

