



Fotel do pobierania krwi BLOODY 03 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Konstrukcja ułatwia przeprowadzenie zabiegu iniekcji na lewym lub prawym przedramieniu u osoby poddawanej zabiegowi,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE”,
- Fotel posiada stabilną stalową konstrukcję malowaną proszkowo, regulowane oparcie pleców i dwa regulowane we wszystkich płaszczyznach podłokietniki. Regulacja oparcia i podnóżka odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego.
- Stanowi wyposażenie gabinetów lekarskich, przychodni zdrowia znajduje również zastosowanie szpitalach i laboratoriach,
- **Fotel można doposażyć za dodatkową opłatą w:**
 - Podglówek zwykły,
 - Podglówek laryngologiczny,
 - Tapicerka profilowana,
 - Kółka,
- Parametry Techniczne:
 - Wysokość 101 cm,
 - Szerokość 50 cm całkowita 71 cm,
 - Głębokość 81 cm,
 - Długość całkowita po rozłożeniu z podnóżkiem 170 cm,
 - Wysokość siedziska 50 cm,
 - Masa własna 35 kg,
 - Maksymalne obciążenie 150 kg,
 - Regulacja wysokości podglówka 15 cm,
 - Regulacja wysokości podłokietników 25 cm,
 - Regulacja kąta oparcia 0°- 85°,
 - Regulacja kąta podglówka 0°- 85°,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,

