



## Wyciąg ortopedyczny (przystawka) ESCHMANN (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji angielskiej,
- Pełna regulacja manualna,
- Podnóżki z butami zapinane na rzep,
- Podnóżki regulowane na korbę w zakresie 10 cm, oraz regulacja na szynie,
- Gabaryt ogólny: 53 x 121 x 72 cm,
- Wymiary ramion:
  - 2 x 37,5 cm,
  - 2 x 42 cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

