



Fotel urologiczny PRAISTECH DEMETER M02 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Posiada stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową,
- Dodatkową trwałość fotela zapewnia zastosowanie stali nierdzewnej
- w elementach ruchomych fotela,
- Leże składa się z trzech części w tym demontowanego podnóżka,
- Posiada stałą wysokość,
- Oparcie fotela oraz siedzisko są regulowane za pomocą sprężyn gazowych, po montażu podnóżka można uzyskać pozycję leżącą,
- W standardzie fotel wyposażony jest w podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach, pojemnik ze stali nierdzewnej oraz składany podest ułatwiający wejście i zejście z fotela,
- Istnieje nie odpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze, z wyjątkiem kolorów „PRESTIGE” które są dostępne za dopłatą,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Wieszak na papier,
 - System kółek jezdnych,
 - Uchwyty rąk,
- Parametry Techniczne:
 - Długość bez podnóżka 139 cm, z podnóżkiem 190 cm,
 - Szerokość 65 cm,
 - Wysokość 85 cm,
 - Pozycja Trendelenburga 0° - 20°,
 - Pozycja Anty Trendelenburga -15° - 0°,
 - Kąt regulacji oparcia 0° - 75°,
 - Wysokość stopnia 25 cm,
 - Masa własna 70 kg,
 - Maksymalne obciążenie 150 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

