




Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Mobile Treatment 2 (SM2660-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Stół wyposażony w duże koła mobilne (centralny zamek z funkcją kierownicy) (LMWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Stół w standardzie został wyposażony w uchwyt papieru (6005) oraz szynowe barierki boczne (6002),
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 194 cm,
 - Szerokość leża 63 cm wykonanego z pianki,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240kg (528 lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od -25 ° do 75 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 99 cm,
 - Duże kółka Tente® Ø125mm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Tapicerowane barierki boczne - para (6002P),
 - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
 - Wsparcie kończyny górnej - Podłokietnik (6006),
 - Zdemowalny zagłówek - Poduszka (6007),
 - Pokrywa ochrona podstawy dla długiej podstawy (6053),
 - Wieszak do kroplówki (6054),
 - Pojedynczy przełącznik nożny (6200),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD (ZA DOPŁATĄ)

