




Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare 3 Section (SM3570-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu oraz oparcia regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji sekcji nóg za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 191 cm,
 - Szerokość leża 63 cm wykonanego z pianki,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240kg (528 lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 85 °,
 - Regulacja podnóżka w zakresie od - 25 ° do 75 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 45 cm do 98 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Elektryczny obwód działania przełącznika - (6001),
 - Szynowe barierki boczne - para (6003),
 - Tapicerowane barierki boczne - para (6003P),
 - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
 - Wieszak na papier (6005),
 - Wsparcie kończyny górnej - Podłokietnik (6006),
 - Zdemowalny zagłówek - Poduszka (6007),
 - Pokrywa ochrona podstawy dla długiej podstawy (6053),
 - Wieszak do kroplówki (6054),
 - Zapasowa bateria (6057),
 - Podwójny przełącznik nożny - (6207),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD (+ZA DOPŁATĄ)



