



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Multi-Couch - Dual Footrest (SM0585-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość stołu oraz oparcia regulowane za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji sekcji nóg za pomocą sprężyny gazowej,
- Stół w standardzie został wyposażony w zdejmowalny zagłówek (6007) oraz uchwyt papieru (6005)
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Rama podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Stół jest wyposażony w dwa regulowane podłokietniki,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Stół ma możliwość ustawienia Pozycja Trendelenburga,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Segment nożny jest regulowany i można go wysunąć co jest przydatne dla wyższych pacjentów,
- Stół w standardzie wyposażony jest pilot ręczny,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 180 cm,
 - Szerokość leża 65 cm wykonanego z pianki,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240kg (528 lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
 - Regulacja podnóżka w zakresie od 0 ° do -85 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 52 cm do 106 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
 - Pokrywa ochronna podstawy dla krótkiej podstawy (6052)
 - Zapasowa bateria (6057),
 - Standardowe krzesło operatora (6100),
 - Krzesło operatora Premium (6150),
 - Potrójny przełącznik nożny (6209),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

