



Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare GP Gynaecology Couches (SM8543D-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość, przechył oraz sekcja oparcia stołu regulowana za pomocą siłowników elektrycznego,
- Regulacja pozycji sekcji zagłówek ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Siedzisko stołu z wycięciem w kształcie półksiężyca,
- W standardzie otwór na twarz (6004), wieszak na papier (6005), metalowe strzemiona do zabiegów ginekologicznych (6045), taca ze stali nierdzewnej, pokrywa ochronna podstawy dla długiej podstawy (6053), zdejmowalny zagłówek - poduszka (6007) oraz standardowe krzesło operatora (6100),
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 196 cm,
 - Szerokość leża 70 cm,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240 kg (528lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
 - Sekcja głowy regulowana w zakresie -25 ° do 50 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 50 cm do 103 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Podnóżki do zabiegów ginekologicznych (6045),
 - Pokrywa ochronna podstawy dla długiej podstawy (6053),
 - Zapasowa bateria (6057),
 - Potrójny przełącznik nożny (6209),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



Model 6045

