




Stół diagnostyczny - zabiegowy Medicare Bariatric 3 Section (SM3673-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Regulacja wysokości, oparcia oraz sekcji nóg za pomocą siłowników elektrycznych,
- Stół wyposażony w duże koła mobilne (centralny zamek z funkcją kierownicy) (LMWD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Rama podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w stole firmy TiMotion,
- Stół w standardzie wyposażony jest pilot ręczny,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża stołu: 191 cm,
 - Szerokość leża 80 cm,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 325kg (715 lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
 - Regulacja podnóżka w zakresie od - 25 ° do - 45 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 45 cm do 98 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
 - Zdejmowalny zagłówek - poduszka (6007),
 - Wieszak na papier (6005),
 - Szynowe barierki boczne - para (6074),
 - Tapicerowane barierki boczne - para (6074P),
 - Tapicerka z membraną 60 mm z pianki dla dodatkowego komfortu pacjenta (6076),
 - Potrójny przełącznik nożny (6209),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD (+ZA DOPŁATĄ)

