



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny zbiegowy Medicare Gynaecology Couches (SM8563-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Wysokość fotela regulowana za pomocą siłownika elektrycznego,
- Regulacja pozycji oparcia i sekcji nóg ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Wysuwane koła oraz regulowane stopki zapewniają doskonałą stabilność (RWD),
- Siedzisko fotela z wycięciem w kształcie półksiężyca,
- W standardzie wieszak na papier (6005), regulowane podkolanniki oraz taca,
- Rama powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Siłowniki stosowane w fotelu firmy TiMotion,
- Dane techniczne:
 - Długość całkowita leża fotela: 147 cm (bez segmentu nożnego),
 - Szerokość leża 65 cm,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 240 kg (528lbs),
 - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
 - Zakres regulacji wysokości fotela od 52 cm do 106 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Zdemowalny zagłówek - Poduszka (6007),
 - Dodatkowe wymienne rozszerzenie sekcji nóg (6043),
 - Dodatkowe składane rozszerzenie sekcji nóg (6051),
 - Pokrywa ochronna podstawy dla krótkiej podstawy (6052),
 - Zapasowa bateria (6057),
 - Standardowe krzesło operatora (6100),
 - Pojedynczy przełącznik nożny (6200),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



Model 6100



Model 6051



Model 6043

