



Fotel okulistyczny (MC6172-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Regulacja wysokości hydraulicznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Fotel posiada zdejmowalny zagłówek oraz pięcioramienną podstawę na stópkach które zapewniają doskonałą stabilność,
- Udźwig i bezpieczne obciążenie robocze 150kg,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

