



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel laryngologiczny pacjenta JORG & SOHN 5101/3 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Fotel pacjenta jest bardzo dobry do ogólnego użytku, popularny w okulistyce i laryngologii,
- Zaletą jest bardzo duża płyta podstawy fotela, co zapewnia doskonałą stabilność,
- Regulowana wysokość siedziska w zakresie od 51 do 81 cm,
- Regulacja wysokości za pomocą pilota nożnego,
- Wygodne wyściełane siedzisko może być obracane o 360 ° i zablokowane w dowolnym położeniu.
- Oparcie jest regulowane z pozycji pionowej do poziomej o 90°, za pomocą sprężyny gazowej,
- Podnóżek z podstawą na stopy można odchylić o 90° i obraca się do góry w pozycji poziomej, można go wydłużyć o 18 cm. Fotel po rozłożeniu podnóżka może być wykorzystywany jako stół zabiegowy.
- Zdemontowalny regulowany zagłówek,
- Istnieje nieodpłatnie możliwość zamówienia tapicerki w wybranym przez siebie kolorze z załączonego próbnika,
- Elementy metalowe fotela malowane RAL 9002,
- **Dodatkowe opcje (za dopłatą):**
 - Wyłącznik nożny z pozycją wyjściową,
 - Zagłówek z podwójnym łączeniem,
 - Zagłówek,
 - Podnóżek,
 - Regulowane podłokietniki,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

